

RAPPORTO INTERVENTO TECNICO N. 128vs DATA 06/08/2024 Tecnico: SANTORO V.

Richiedente															
Cliente Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli				Ubicazione P.O. SANTOBONO - NEUROLOGIA c/o LABORATORIO ALTHEA Via M. Fiore, 6 - 80129 Napoli											
RIF. CLIENTE		ACCETTAZIONE del 24/07/2024 di SRL EPR 12.2024_Bis - Richiesta E-Mail del 13/06/2024 -													
NS. RIF.		SRL EPR 12.2024_Bis del 24/07/2024													
Tipo di intervento		<input type="checkbox"/> Garanzia		<input checked="" type="checkbox"/> Chiamata		<input type="checkbox"/> Sopralluogo		<input type="checkbox"/> Contratto		<input type="checkbox"/> Noleggio		<input type="checkbox"/> Installazione/Collaudato			
Descrizione Tecnologica															
Classe tecnologica		SISTEMA DI ELETTROENCEFALOGRAFIA DINAMICA			Codice Sistema		B9800073000	S/N		MA0440(00544)					
Modello		BE MICRO		Marca		EBNEURO		Vers. Sw		4.30/00		INV.		A0012583	
Guasto segnalato															
VERIFICA FUNZIONALE															
Descrizione guasto riscontrato															
IL SISTEMA BE MICRO PRESENTA LA SK FLEX BOARD, IL CAVO SERIAL CABLE, IL TAPPO DELL'AMPLIFICATORE BE MICRO, IL BORSELLO PORTASTRUMENTO CON TRACOLLA, ROTTI E LO STIMOLATORE FLASH A LED MANCANTE															
Descrizione intervento		ESEGUITA SOSTITUZIONE DI: SK FLEX BOARD - CAVO SERIAL CABLE - TAPPO AMPLIFICATORE BE MICRO. FORNITO STIMOLATORE FLASH A LED COMPLETO DI BRACCIO A PANTOGRAFO SN 05322. ESEGUITA CONFIGURAZIONE DEGLI HARDWARE DI ACQUISIZIONE EEG ED HOLTER EEG E VERIFICA DEI PRESET E MONTAGGI DI DEFAULT E CUSTOMIZZATI. ESEGUITE PROVE FUNZIONALI SECONDO CHECKLIST ALLEGATA E VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA CON ESITO POSITIVO SI RICONSEGNANO I SEGUENTI COMPONENTI: BE-MICRO RECORDER SN 00544, PC LAPTOP DELL SERIE E SN 7WZTK13 COMPLETO DI ALIMENTATORE, BE-MICRO USB BRIDGE 00544 E BE-MICRO PLUG-IN HEADBOX - 21CH SN 00165, FUNZIONANTI													
Verifiche di sicurezza elettrica secondo norma IEC 60601-2 (CEI 62353)								<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO					
Ricambi															
Codice		Descrizione						Q.tà							
NO CODE		BE Micro FLEX BOARD (COD. B9500208000)						1							
NO CODE		BE Micro SERIAL CABLE L=3m (COD. B9730701016)						1							
NO CODE		TAPPO PER BE MICRO (COD. B7900000117)						1							
NO CODE		STIM.FLASH LED USB con braccio per BE MICRO (COD. G457) sn 05322						1							
NO CODE		Borsello portastrumento con tracolla per BE Micro						1							
Note		ESEGUITA NESSA IN RETE SISTEMA CON CAVO SERIAL CABLE A LED MANCANTE UBICATA A IL PIANO RAVASCHERI DL. 2 (*)													
Data Iniz. Lavoro:		ora		Data Fine Lav.		ora									
Durata intervento		Ore lavoro		Ore attesa		Ore viaggio		Km							
Diritto chiamata		<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO		Lavoro Completato		<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO					

L'intervento è stato eseguito alla presenza del DR. DE MARTINO

Firma del tecnico

[Handwritten signature]

Firma e Timbro Cliente

[Handwritten signature]
 VASZGELG

CHECKLIST DI CONTROLLO SISTEMI CFMINTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE COLLAUDO CONTROLLO PRE-COLLAUDO

MARCA: EBNEURO MODELLO: BE MICRO SN: MA0440(00544) INV: A0012583

DESCRIZIONE CONTROLLI	ESITO
CONTROLLO CONNESSIONI	√
CONTROLLO VISIVO	√
ACCENSIONE SISTEMA	√
VERIFICA INPEDENZA CANALI EEG	√
ACQUISIZIONE CANALI EEG (MONOPOLARI/BIPOLARI)	√
ACQUISIZIONE TRACCIATO EEG	√
ACQUISIZIONE/REGISTRAZIONE TRACCIATO HOLTER EEG	√
VERIFICA CREAZIONE/EDITING MONTAGGI E PRESET	√
VERIFICA IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DATI (NATIVO – ASHII - EDF/EDF+)	√
VERIFICA CREAZIONE BROWSER USB	√
MARKER EVENTI STATI/CONTATORI	√
RILETTURA TRACCIATI	√
STAMPA PAGINE TRACCIATO	√

RIF: RIT 128vs DATA: 06/08/2024 TECNICO: SANTORO V. FIRMA;

