

LOTTO 3		70,00
Contenitore da 2090 ml		Laboindustria
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza del dispositivo:	Giudizio Commissario 1	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	27,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20,00
La formalina deve essere contenuta in una capsula sigillata e solo dopo aver introdotto il campione biotico all'interno della base è possibile erogare	Giudizio Commissario 1	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	10,00
Assenza di spandimenti rilevabili visivamente all'apertura del contenitore	Giudizio Commissario 1	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	10,00
Stabilità del contenitore (contro ribaltamento durante allestimento/utilizzo)	Giudizio Commissario 1	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00

**LOTTO 3**

Contenitore da 2000 ml

<b>TABELLA PUNTI ATTRIBUITI</b>	<b>Laboindustria</b>
Punti qualità attribuiti Comm.1	63,00
Media dei punti di qualità attribuiti	63,00
Punteggio massimo attribuito	63,00
<b>TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRAZIONE</b>	<b>Laboindustria</b>
Coefficiente di riparametrazione	1,00
<b>RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRATI</b>	<b>Laboindustria</b>
Punti qualità riparametrati	70,00



LOTTO 3

Contenitore da 2000 ml

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Laboindustria	70

