

Napoli,

Oggetto: Valutazione Tecnica – Fornitura con posa in opera, comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica full risk, di microscopio operatorio

Con la presente si redige la valutazione tecnica delle offerte presentate dalle ditte Zeiss e Leica.

Criterio n. 1: Caratteristiche corpo testata e stativo (ergonomia, movimentazioni, etc.)

In merito a tale criterio di valutazione, entrambe le Ditte offrono dispositivi con caratteristiche tali da garantire una buona movimentazione dello strumento, fornendo in contemporanea stabilità dello stesso nell'utilizzo.

Criterio n. 2: Caratteristiche oculari grandangolari e variatori di ingrandimento

Da documentazione di gara, si evince che il prodotto offerto dalla ditta LEICA risulta essere versatile, a differenza di quanto proposto dalla ditta ZEISS, vista la possibilità di poter sostituire gli oculari grandangolari installati con gli altri modelli (8,33x e 12,5x - opzionali).

Criterio n. 3: Caratteristiche regolazioni messa a fuoco

Così come è stato possibile evincere dalla prova dei dispositivi in gara, il microscopio LEICA presenta messa a fuoco automatica fino a 600 mm (vedasi scheda tecnica), a differenza del microscopio ZEISS, che presenta messa a fuoco manuale meccanica con rotatore su corpo ottico e manuale motorizzata a comando elettrico.

Criterio n. 4: Caratteristiche fonti luminose

Fondamentale per l'otocirurgia è il tempo chirurgico previsto per l'impianto cocleare, tempo ridotto da una visione ottimale dovuta alla luminosità. Pertanto, durante la prova pratica, pur presentando entrambi i prodotti caratteristiche idonee all'utilizzo, per quanto riguarda detto criterio, si preferisce prodotto offerto dalla ditta LEICA, garantendo luminosità ottimale con sorgente d'illuminazione allo xenon da 300W a differenza della Ditta ZEISS che presenta fonte luminosa alogena.

Criterio n. 5: Caratteristiche video camera e sistema fotografico

Per quanto riguarda le caratteristiche della video camera e del sistema fotografico, tenendo conto che entrambi i prodotti presentati in sede di gara hanno caratteristiche idonee, il microscopio LEICA offre telecamera medica appositamente progettata per le funzioni microchirurgiche e completamente integrata nel corpo ottico, mentre il microscopio ZEISS presenta fotocamera "esterna", incorporata poi nel dispositivo, determinando un aggravio per gli Operatori utilizzatori e una situazione di non comodità per l'operatore che deve lavorare con parte esterna aggiuntiva.

Per i punteggi assegnati, vedasi tabella excel.


Criterio n. 6: Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi)

La Ditta Zeiss offre 36 mesi di garanzia (estensione 12 mesi): 2 punti

La Ditta Leica offre 30 mesi (estensione 6 mesi): 0 punti.


U.O.C. Otorinolaringoiatria

dott. Alfonso Maria Varrichio

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Alfonso Maria Varrichio', written over a horizontal line.


U.O.C. Oculistica

dott. Massimo Notaro

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Massimo Notaro', written over a horizontal line.

U.O.S.I.D. Sistemi e Flussi Informativi Aziendali

ing. Anna Trimarchi

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Anna Trimarchi', written over a horizontal line.

LOTTO 02

	Zeiss S.p.a.	Leica Microsystem
Punti massimi attribuibili	18,00	18,00
Giudizio Commissario 1	0,90	0,90
Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,20	16,20
Giudizio Commissario 2	0,90	0,90
Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,20	16,20
Giudizio Commissario 3	0,90	0,90
Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,20	16,20
Punti massimi attribuibili	18,00	18,00
Giudizio Commissario 1	0,80	0,90
Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,40	16,20
Giudizio Commissario 2	0,80	0,90
Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,40	16,20
Giudizio Commissario 3	0,80	0,90

Caratteristiche regolazioni messa a fuoco	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,40	16,20	
	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	
	Giudizio Commissario 1	0,80	1,00	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	15,00	
	Giudizio Commissario 2	0,80	1,00	
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	15,00	
	Giudizio Commissario 3	0,80	1,00	
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	15,00	
	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	
	Giudizio Commissario 1	0,60	1,00	
Caratteristiche fonti luminose	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00	15,00	
	Giudizio Commissario 2	0,60	1,00	
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	9,00	15,00	
	Giudizio Commissario 3	0,60	1,00	
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	9,00	15,00	
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	
	Giudizio Commissario 1	0,80	1,00	
	Caratteristiche video camera e sistema fotografico	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00	10,00
		Giudizio Commissario 2	0,80	1,00
		Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00	10,00
Giudizio Commissario 3		0,80	1,00	
Punti qualità attribuiti Commissario 3		10,00	10,00	
Punti massimi attribuibili		10,00	10,00	
Giudizio Commissario 1		0,80	1,00	

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.


Punti qualità attribuiti Commissario 1	8,00	10,00
Giudizio Commissario 2	0,80	1,00
Punti qualità attribuiti Commissario 2	8,00	10,00
Giudizio Commissario 3	0,80	1,00
Punti qualità attribuiti Commissario 3	8,00	10,00
Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Estensione della Assistenza tecnica Full Risk (denominata EAFR), oltre periodo minimo di 24 mesi obbligatorio richiesto per l'assistenza full risk, con la seguente attribuzione di punteggio: Se EAFR < 12 mesi, Pi=0; Se 12 ≤ EAFR < 24 mesi, Pi=2; Se EAFR ≥ 24 mesi, Pi=4;	Punti massimi attribuibili 4,00	4,00
Giudizio Commissario 1	0,50	0,00
Punti qualità attribuiti commissario1	2,00	0,00
Giudizio Commissario 2	0,50	0,00
Punti qualità attribuiti commissario2	2,00	0,00
Giudizio Commissario 3	0,50	0,00
Punti qualità attribuiti commissario3	2,00	0,00

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Zeiss S.p.a.	Leica Microsystem
Punti qualità attribuiti Comm.1	61,60	72,40
Punti qualità attribuiti Comm.2	61,60	72,40
Punti qualità attribuiti Comm.3	61,60	72,40
Media dei punti di qualità attribuiti	61,60	72,40
Punteggio massimo attribuito	72,40	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Zeiss S.p.a.	Leica Microsystem
Coefficiente di riparametrizzazione	0,85	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Zeiss S.p.a.	Leica Microsystem
Punti qualità riparametrizzati	68,07	80,00

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

LOTTO 02

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Zeiss S.p.a.	68,06629834
Leica Microsystem	80

Handwritten signature and initials in blue ink, located to the right of the table. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials below it are 'A' and 'K'.

LOTTO 02

AGGIUDICATARIA

80% qualità - 20% prezzo

Leica
Microsystem

DITTE

PUNTI
QUALITA'

PUNTI
PPBasso

PREZZO
OFFERTO

PREZZO BASE
GARA

PREZZO PIU'
BASSO

Zeiss S.p.a.

Leica Microsystem

68,06629834

80

20

12,70839766

75.725,000

77.283,580

80.000,000

75.725,000

88,06629834

92,70839766

NOTE